

La gama de extractores de leche con tecnología Flex™

Swing Flex™

Para una extracción rápida y eficiente en cualquier momento



Swing Maxi Flex™

Un biberón más en la mitad de tiempo



Freestyle Flex™

La flexibilidad de extraer leche en cualquier momento y en cualquier lugar



Tipo de extractor	Eléctrico simple	Eléctrico doble	Eléctrico doble
Uso recomendado	Ocasional	Diario	Diario
De uso sencillo y cómodo	•	•	•
Embudo PersonalFit Flex™	•	•	•
Potencia de vacío (succión) ajustable	•	•	•
Intervalo de vacío	De -45 mmHg a -245 mmHg	De -45 mmHg a -245 mmHg	De -45 mmHg a -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Protección antidesbordamientos (sistema cerrado)	•	•	•
Sin BPA (bisfenol A)	•	•	•
Se puede conectar a la aplicación MyMedela			•
Pantalla retroiluminada con temporizador de sesión, estado de carga de la batería, nivel de vacío, conexión Bluetooth, etc.			•
Cargador USB			•
Funcionamiento con batería	Hasta 1 hora (batería no incluida)	Hasta 1 hora (batería no incluida)	Batería recargable integrada para un máximo de 8 sesiones de extracción doble
Solución integral para almacenar, refrigerar y transportar la leche extraída			Bolsa de refrigeración, biberones de almacenamiento y bolsa de transporte
Peso	200 g sin batería	220 g sin batería	> 300 g con batería recargable
Tamaño	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm